

FAQ

COVID-19 (SARS-2)

Criblage de variants UK et Sud-Africain/Brésilien par RT-PCR

Réponses aux questions Tests Covid-19

 1^{er} février 2021


Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions qui nous sont le plus fréquemment posées, pour l'examen de criblage de variants.

Nous mettrons très régulièrement ce document à jour afin de vous accompagner au mieux et selon le contexte qui varie de jour en jour.



PRÉANALYTIQUE

Quelle quantité de prélèvement issue d'une RT-PCR initiale est acceptée pour la recherche des variants ?

- ▶ Quantité du prélèvement idéale 1,5 ml
- ▶ Quantité minimum du prélèvement 0,6 ml.

Peut-on envoyer les échantillons COVID positifs en congelés ?

La recommandation est de conserver et transporter le prélèvement en réfrigéré (+2° C et +8° C) .

Si le correspondant n'a pas la possibilité de gérer cette température, il existe 2 options:

- ▶ Soit le correspondant décongèle lui-même et nous adresse le prélèvement dans le sachet jaune (violet pour les correspondants rattachés à Lyon).
- ▶ Soit le correspondant met le prélèvement congelé dans le sachet jaune (ou exception violet), ils seront décongelés à l'arrivée.

NE JAMAIS UTILISER DE SACHET BLEU POUR DES PRÉLÈVEMENTS CONGELÉS.



Que faire si nous n'avons pas de sachet jaune ?

En cas de force majeure, les sachets "cristal" peuvent être utilisés sous réserve de préciser très lisiblement la notion COVID, en respectant les conditions d'envoi en triple emballage.

Le milieu Sample Storage reagent de chez Sansure Biotech n'est pas cité dans votre référentiel, est-il malgré tout accepté ?

Oui nous l'acceptons.

Les tubes HOLOGIC avec milieu APTIMA sont-ils acceptés pour la recherche des variants ?

Le milieu APTIMA ainsi que VITA PCR, sont les deux que nous refusons.

FORMULAIRE

Sommes-nous obligés de remplir la fiche de renseignements cliniques d'Eurofins Biomnis (R55) ?

Cette fiche de renseignement est recommandée mais pas obligatoire.

FAQ

COVID-19 (SARS-2)

RÉSULTATS

Comment fonctionne la remontée au SI-DEP pour la recherche des variants COVID par RT-PCR COVID ?

Suite à la réalisation du criblage (chez Eurofins Biomnis) et quel que soit le lieu de réalisation de la RT-PCR :

- ▶ Eurofins Biomnis remonte les résultats de criblages pour les laboratoires de première intention « **privés** » raccordés à BioCOVID uniquement.
- ▶ Les établissements publics ou « **privés non raccordés à BioCOVID** » **DOIVENT** prendre en charge la remontée du résultat de criblage.
- ▶ Il est impératif de ne pas créer de 2^{ème} dossier pour la demande de sous-traitance. La PCR et les variants doivent figurer sur un seul et même dossier patient.

Quels sont les informations retrouvées sur le compte-rendu d'Eurofins Biomnis pour le criblage des variants ?

Il sera écrit ceci, suivant le cas : absence de variant / variant UK / variant Sud-Africain ou Brésilien.

FACTURATION

Comment la facturation s'effectue-t-elle pour la recherche des variants ?

La facturation se fera sur le même mode que celle de votre RT-PCR COVID si vous l'effectuez déjà chez EurofinsBiomnis (Facturation Laboratoire ou Tiers-Payant) ; et sur le mode de facturation générale biologie spécialisée pour les correspondants qui réalisent eux-même leur RT-PCR COVID dans leur Laboratoire (Facturation Laboratoire ou Tiers-Payant).

Le test est facturé en **B160** et non soumis au tarif dégressif selon le délai de rendu de résultat.

FAST-LAB

Si le correspondant est en FAST-LAB pour sa biologie spécialisée, peut-il aussi être FAST-LAB pour les variants COVID ? C'est-à-dire envoyer plusieurs tubes patients dans le même sachet jaune ?

Pour l'analyse de recherche de variants COVID, la règle est **1 patient = 1 sachet**, même si le correspondant est en FAST-LAB habituellement.

AUTRES QUESTIONS

Que pouvons-nous commander sur Biomnis Connect ?

Commande kits pour RT-PCR COVID (avec écouvillons) = via votre Ingénieur Commercial

Commande sachets variants en toute autonomie via Biomnis Connect, via le **Kit K60** (pour envoi sur Paris) et **Kit K61** (envoi sur Lyon)

Attention 1 kit = 100 sachets + 100 absorbants + 100 diagnobag

Comment fonctionne le test Eurofins ViroBOAR (recherche des variants COVS) ?

Ce test permet de détecter la mutation N501Y (commune aux variants UK / Brésil / Afrique) et la mutation A570D (spécifique au variant UK).

Conclusion si mutations N501Y + A570D sont présentes

= c'est le variant UK, si uniquement mutation N501Y c'est un autre variant (Brésil / Afrique / autre) mais pas le UK.

A partir de quelle date le test réflexe a été mis en place ?

La recherche des variants suite à RT-PCR COVID positive chez Eurofins Biomnis a été mise en place dès Samedi 23/01 pour se caler sur l'arrêté du même jour.

