



Informations pratiques

Envoi des analyses Juvenalis à Eurofins Biomnis

Dossiers Juvenalis

Chaque panel Juvenalis doit faire l'objet d'un dossier spécifique :

1 dossier Juvenalis = 1 sachet

1 bilan Juvenalis	+	1 bilan Juvenalis	=	2 dossiers Juvenalis
↓		1 analyse unitaire Juvenalis : profil acides gras (GRAEJ) ou microbiote (JBOT)	=	1 sachet par température, étiqueté Juvenalis
1 dossier 1 sachet par température, étiqueté Juvenalis	+	1 analyse non Juvenalis	=	2 dossiers 1 sachet par température pour analyse non Juvenalis + 1 sachet par température, étiqueté Juvenalis



FastLab2 à privilégier pour les dossiers Juvenalis
Si FastLab3 : 1 sachet = 1 patient = 1 bilan + joindre les documents ou les numériser



Nombre et nature des aliquotes à envoyer

► Sur le référentiel en ligne, le signe « x » indique le **nombre d'aliquotes** à nous transmettre.

Exemples :

1 x 1 ml sérum à +4°C = 1 aliquote de 1 ml à +4°C

6 x 1 ml sérum à +4°C = 6 aliquotes de 1 ml à +4°C



► Tous les échantillons de sérum doivent être prélevés sur tubes secs **sans gel**



! Tube sec SANS GEL !

► Echantillons plasmatiques : **sodium** ou **lithium** acceptés

► En cas de doute, se reporter au référentiel :

<https://www.eurofins-biomnis.com/services/referentiel-des-examens/>

Températures mixtes

Transmettre les sachets correspondant au même dossier lors du même envoi.

Exemple :

Envoi le même jour



Vous avez des questions ? N'hésitez pas à contacter notre biologiste référente Juvenalis
Dr E. Cart-Tanneur – emmanuelle.carttanneur@biomnis.eurofinseu.com – 04 72 80 23 31

