

## Préparation de vos envois en **2** étapes :

Nous mettons à votre disposition un **bon de demande d'analyses spécifique (Réf. B34-INTFR)<sup>1</sup>** et un **modèle d'attestation /consentement (Réf. D43-INTFR)<sup>2</sup>** que nous vous recommandons d'utiliser.

En effet, ils reprennent l'ensemble des informations indispensables à la prise en charge dans les meilleures conditions de vos demandes d'examen.

### 1 Check list - Cas Index

- Prélèvement du patient (5mL Sang Total EDTA)
- Prescription médicale
- Attestation de consultation signée par le prescripteur
- Consentement signé par le patient ou ses représentants légaux
- Renseignements cliniques (dont arbre généalogique)
- Résultats des tests génétiques déjà réalisés
- Dossier et prélèvement à inclure dans un sachet
- Sachet à insérer dans l'enveloppe de transport dédiée (Réf. K34-INTFR)<sup>3</sup>

Inclus dans  
le bon de demande  
B34-INTFR<sup>1</sup>



### 2 Check list - par apparenté

**OPTION A : Envoi du prélèvement du ou des apparentés avec le prélèvement du cas index**

- Prélèvement (5mL Sang Total EDTA)
- Prescription médicale
- Copie du bon de demande "Exome" (Réf. B34-INTFR)<sup>1</sup> du cas index avec rubrique "Informations relatives aux apparentés" dûment renseignée
- Dossier médical
- Attestation de consultation signée (Réf. D43-INTFR)<sup>2</sup>
- Consentement signé (Réf. D43-INTFR)<sup>2</sup>
- Dossier(s) et prélèvement(s) à insérer dans un sachet (autant de sachet que d'apparenté)
- Sachet(s) à inclure dans l'enveloppe de transport dédiée (Réf. K34-INTFR)<sup>3</sup> avec le sachet du cas index

OU

**OPTION B : Envoi du prélèvement du ou des apparentés a posteriori de celui du cas Index**

- Prélèvement (5mL Sang Total EDTA)
- Prescription médicale
- Copie du bon de demande "Exome" (Réf. B34-INTFR)<sup>1</sup> du cas index avec rubrique "Informations relatives aux apparentés" dûment renseignée
- Dossier médical
- Attestation de consultation signée (Réf. D43-INTFR)<sup>2</sup>
- Consentement signé (Réf. D43-INTFR)<sup>2</sup>
- Dossier(s) et prélèvement(s) à insérer dans un sachet (autant de sachet que d'apparenté)
- Sachet(s) à inclure dans l'enveloppe de transport dédiée (Réf. K34-INTFR)<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Références disponibles sur votre commande en ligne de matériel Eurofins Biomnis Connect

[connect.eurofins-biomnis.com](https://connect.eurofins-biomnis.com)

**Vous n'êtes pas Correspondant Eurofins Biomnis, contactez notre Division internationale**  
**Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 (CET)**  
**Tél : +33 (0)4 72 80 23 85**  
**[international@biomnis.eurofinseu.com](mailto:international@biomnis.eurofinseu.com)**