



Recueil urinaire 24h + échantillon urine

► Bilan MyEndoCheck

Il est nécessaire de réaliser **2 recueils urinaires** :

- un de 24 heures, destiné au dosage du **cortisol urinaire de 24h**
- un des premières urines du matin, destiné au dosage de **l'iodurie sur échantillon**

Pour les obtenir, procéder de la façon suivante :

Chez la patiente



2 RECUEILS URINAIRES DISTINCTS

Au réveil à JO



Début 7h
par exemple

24 h


Le lendemain



Fin 7h
par exemple

Recueil urinaire 24h
pour **dosage cortisol** urinaire de 24h

Uriner dans le flacon
par la grande
ouverture




Au réveil à J1



7h30
par exemple

Echantillon urine
pour **dosage iodurie**





Dans la **cantine** fournie par le laboratoire, la patiente doit collecter la **TOTALITE de ses urines pendant 24h** : dès les premières urines du matin de J0 jusqu'à la fin de la nuit suivante.



Les **premières urines de J1** doivent être collectées dans le **flacon**.



Puis la patiente apporte la **cantine** + le **flacon** au laboratoire.

Au laboratoire



- **Urines de 24h** : aliquotage d'un échantillon et transmission à Biomnis avec mention de la valeur de la diurèse sur le bon de demande.
Bien mentionner « urines de 24h » sur le tube.
- **Echantillon urinaire** : transmission à Biomnis selon le protocole utilisé pour l'iodurie sur échantillon.
Bien mentionner «urines du matin» sur le tube.